




Novo Kombicolor MAX:

Design inteligente. Aplicação eficiente.
Precisão que gera resultados.



Inovação no campo com foco em resultados reais

O aplicador que é muito mais.
Mais robusto, mais preciso,
mais eficaz.



Inseminação com alta performance

Saiba por que Kombicolor MAX é muito mais que um aplicador:

- Higiene total**
Peça única, fácil de lavar sem precisar desmontar.
- Durabilidade reforçada**
Aplicador reforçado e mais resistente a impactos.
- Comprimento ampliado**
4 centímetros mais longo que os aplicadores tradicionais.
- Alta compatibilidade**
Pode ser usado com palhetas mini e médias, bainhas francesa sem fenda ou bainha Alpha.
- Combinação perfeita com a bainha Alpha®**
Inseminação mais segura, bem-estar animal e ganho de tempo.
- Identificação facilitada**
Disponível em 5 cores diferentes, ideal para organizar lotes, categorias ou protocolos.
- Trava automática segura**
Estabilidade durante a aplicação.
- Alta durabilidade com corpo em aço inoxidável**
Desenvolvido para resistir ao uso intenso, impactos e desgaste. Um investimento de longa vida útil.
- Anel mais largo para os dedos**
Mais ergonomia e conforto no manuseio.

